




## BENVENUTI NEL MONDO DI MAQUET CARDIOVASCULAR CON IL NUOVO CATETERE PER CONTROPULSAZIONE MEGA 8 Fr DA 50cc



**I professionisti del settore cardiaco si sono sempre affidati ai prodotti Gold Standard Cardiac Assist di Datascope.** Adesso che Datascope è parte di Maquet Cardiovascular, siamo in una posizione ancora migliore per sviluppare le tecnologie per la cura del paziente e mantenere un livello eccezionale di supporto clinico e un servizio di qualità.

**MAQUET offre un'ampia gamma di soluzioni cliniche idonee ed innovative per la terapia di contropulsazione,** compreso il nuovo catetere MEGA 8 Fr da 50cc. Il MEGA 8 Fr, grazie all'innovativo design, è il catetere da 50 cc più piccolo oggi disponibile sul mercato e le dimensioni ridotte del catetere possono diminuire il rischio di complicanze vascolari. Oltre ad essere la scelta ideale per i pazienti

con altezza a partire da 162 cm, il MEGA 8 Fr aumenta lo spostamento di sangue del 25% rispetto ad un pallone da 40cc e offre una maggiore riduzione del post-carico e un maggior incremento diastolico.\*

**MAQUET mira ad essere la prima scelta per i medici che eseguono procedure cardiovascolari** offrendo prodotti sviluppati per migliorare la qualità di vita dei pazienti con necessità di terapie cardiovascolari specifiche. Poiché il catetere MEGA può essere utilizzato al posto dei cateteri IAB tradizionali da 50cc o 40cc, offre ai medici ulteriori benefici e la flessibilità per creare piani terapeutici specifici per ogni paziente.


MAQUET – Il Gold Standard

## ABBIAMO SCRITTO IL MANUALE SUI CATETERI IAB ADESSO ABBIAMO RISCritto ANCHE IL GRAFICO

**È arrivato il momento per un nuovo quadro di riferimento** nella selezione del catetere intra-aortico più adatto.

MEGA 8 FR 50cc: il primo catetere al mondo da 50cc con un reale introduttore da 8 Fr sviluppato da MAQUET, azienda leader nella tecnologia cardiovascolare.

**Grazie alle nuove linee guida per la scelta** dei cateteri nei pazienti con altezza a partire da 162 cm, i vantaggi di un catetere da 50cc sono ora disponibili per più pazienti. Oltre ad essere un sostituto ideale ai cateteri tradizionali da 50cc, il catetere Mega 8Fr 50cc offre anche vantaggi ai medici che utilizzano i cateteri da 40cc. Infatti genera uno spostamento di sangue superiore del 25% e nel contempo produce una maggiore riduzione del post-carico e un maggior incremento diastolico.\*




## CARATTERISTICHE DEL CATETERE MEGA 8 Fr

### Prestazioni migliori rispetto ai cateteri da 40cc

Il catetere MEGA 8Fr fornisce 50cc in un tempo di ciclo sovrapponibile ai cateteri intra-aortici da 40cc, offrendo nel contempo:

- Aumento dello spostamento di sangue superiore del 25%\*
- Incremento diastolico e riduzione del post-carico migliori\*



MEGA 8 Fr 50cc: spostamento di sangue maggiore del 25%

Catetere IAB 40 cc

**Maggiore Flessibilità-** A seconda delle preferenze cliniche, il catetere MEGA:

- Può essere inserito senza introduttore o attraverso un introduttore da 8 Fr.
- Sostituisce i cateteri tradizionali da 50cc e può essere utilizzato anche nei pazienti che necessitano di un incremento diastolico maggiore

**Dimensioni ridotte** – L'esclusivo metodo di avvolgimento della membrana garantisce un vero profilo da 8 Fr. L'area della sezione del MEGA 8 Fr 50cc è più piccola del 24% rispetto ai cateteri da 10.5 Fr e le dimensioni ridotte del catetere possono:

- Migliorare la circolazione sanguigna dell'arto inferiore\*
- Diminuire l'incidenza di ischemia\*


\* In base ai test in-vitro da banco, dati in archivio.

**Caratteristiche di sicurezza-** Analogamente agli altri cateteri IAB di MAQUET, il catetere MEGA dispone di numerose caratteristiche di sicurezza integrate:

- La custodia a T mantiene la membrana avvolta prima dell'uso
- L'introduttore con bloccaggio ad avvitamento riduce la disconnessione tra introduttore e dilatatore

**Il catetere MEGA 8 Fr è composto da una membrana Premium Durathane che offre:**

- Resistenza all'abrasione superiore del 43%\*
- Maggiore resistenza contro i danni da usura\*
- Minore resistenza all'inserimento\*
- Gonfiaggio immediato all'avvio\*




Resistenza all'abrasione in varie membrane

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Prodotto	Codice articolo
Catetere IAB MEGA 8 Fr 50cc	0684-00-0498-01
Catetere IAB MEGA 8 Fr 50cc per contropulsatori Arrow	0684-00-0498-02
Kit di inserimento catetere MEGA 8 FR 50cc il kit di inserzione MAQUET include: 1 introduttore rinforzato da 6" (15 cm) con dilatatore 1 ago angiografico da 18 gauge 1 dilatatore graduale 1 guida in acciaio inossidabile J PTFE da 0,025" x 145cm 3mm 1 cappuccio maschio luer lock 1 rubinetto a tre vie 2 tubi per pressione di lunghezza 122 cm 1 tubo di estensione per cateteri di lunghezza 170.2 cm	0884-00-0019-17
Guida in acciaio inossidabile J PTFE 0.025" x 145cm da 3mm (confezione da 5 pezzi)	0684-00-0254-09
Guida in acciaio inossidabile J PTFE 0.025" x 175cm da 3mm (confezione da 5 pezzi)	0684-00-0254-14
Guida in acciaio inossidabile J PTFE 0.025" x 260cm da 3mm (confezione da 5 pezzi)	0684-00-0254-15
Set introduttore e dilatatore da 8 Fr.	0684-00-0403-01
Prolunga per catetere da 5'7" (MEGA da 8 Fr solo da 50cc) (Confezione da 10 pezzi)	0684-00-0526
Adattatore Arrow per catetere MEGA 8 Fr 50cc	0684-00-0510-02

## CONFIGURAZIONE

Materiali	Confezionamento	Durata
Tutti i materiali del catetere e del palloncino soddisfano le linee guida per la biocompatibilità ISO e FDA dei dispositivi e dei materiali. MEGA da 8 Fr. Il MEGA 8 Fr, i kit di inserimento e i cateteri non contengono Lattice.	Busta singola sterile, apertura laterale	1 procedura



*Catetere IAB MEGA 8 Fr 50cc: Catetere IAB  
Mega 8 Fr 50cc*

# MAQUET

## GETINGE GROUP

Datascope Corp.  
15 Law Drive  
Fairfield, NJ 07004, Stati Uniti  
Tel. +1 973 244 6100  
Fax +1 973 244 6279

**Per il contatto locale:**

Visitare il sito Web  
[www.datascope.com](http://www.datascope.com)  
[www.maquet.com](http://www.maquet.com)

**Italy:**

MAQUET Italia S.p.A.  
Via Gozzano 14,  
200 92 Cinisello Balsamo, (MI)  
Italy

GETINGE GROUP è un fornitore leader in tutto il mondo di prodotti e sistemi che contribuiscono al miglioramento della qualità ed all'efficienza dei costi nelle scienze sanitarie e nelle bioscienze. Siamo presenti con i tre marchi ArjoHuntleigh, GETINGE e MAQUET. ArjoHuntleigh sviluppa soluzioni per la mobilità dei pazienti e la gestione delle lesioni personali. GETINGE offre soluzioni per il controllo e la prevenzione delle infezioni nelle scienze sanitarie e nelle bioscienze. MAQUET è specializzata in soluzioni, terapie e prodotti per gli interventi chirurgici e la cure intensive.