

**Sensation™ 7F.**  
**CATETER BIA DE FIBRA ÓPTICA**

CARDIOVASCULAR



**Apresentamos o novo cateter Sensation 7 Fr. o menor cateter disponível no mercado** que combina tecnologia de fibra óptica inovadora que se auto calibra *in vivo*. Sendo menor, é melhor para o paciente, reduzindo potencialmente as complicações vasculares.

Resumo de Características e Benefícios:

- O sensor de fibra óptica transmite instantaneamente um sinal preciso de pressão ao CS300
- Proporciona uma forma de onda clara e rápida de pressão arterial
- 15% de aumento na quantidade de fluxo distal vs 8 Fr\*
- 23% de redução de área de secção cruzada\*
- Potencial para menor arteriotomia
- Potencial para redução de isquemia nos membros inferiores
- Melhora de 43% da resistência à abrasão\*

## POR QUE O SENSATION?

É MENOR E MELHOR PARA O PACIENTE E PARA O MÉDICO.

### A única calibração automática *in vivo*\*\*

A MAQUET tem a ÚNICA bomba para cateter de BIA que se auto calibra no paciente após inserção e se recalibra a cada 2 horas, ou antes, se houver alterações do paciente ou ambientais. O resultado: terapia mais rápida, uniformidade constante e precisão da forma da onda de pressão arterial e facilidade de uso.

#### Configuração

Material:	Todos os materiais dos balões e cateteres atendem as diretrizes de biocompatibilidade do FDA e ISO para dispositivos e materiais. Os cateteres BIA Linear 7 Fr. e kits de inserção não contêm látex.
Embalagem:	Bolsa única, tipo destacável (Corner Peel)
Ciclo de Vida:	1 procedimento
Tempo de Prateleira:	2 anos a partir da data da esterilização

Todos os parâmetros especificados à temperatura ambiente de 25°C.

A Maquet mantém uma política de aprimoramento contínuo do produto, e reserva o direito de alterar materiais e especificações sem notificações.


\*Dados em arquivo

\*\*Patente pendente

Número do Item	Balão				Cateter
	Volume nominal (cc)	Comprimento nominal (mm)	Diam. balão a 2psi (mm)	Comprimento de inserção (mm)	Tamanho do cabo guia (pol.)
0684-00-0470-01	40	258	15,0	714	0,018
0684-00-0469-01	34	221	15,0	714	0,018

#### Informações para pedidos

Cateter Sensation 7 Fr – 40 cc com conector	0684-00-0470-01
Cateter Sensation 7 Fr – 34 cc com conector	0684-00-0469-01
Kit de inserção 34cc e 40 cc:	0884-00-0019-16
Introdutor reforçado de 6" (15cm) com dilatador	
Agulha angiográfica de 18 gauge	
Dilatador gradual	
Fio guia de 0,018" X 145 cm com cobertura de PTFE na ponta introdutória	
Fio guia de 0,035" X 55 cm	
Válvula de 03 vias	
Tampa luer lock macho	
Cateter de extensão 6 fr	
Fio guia de 0,018" X 145 cm com cobertura de PTFE na ponta introdutória (caixa com 5)	0684-00-0254-16
Fio guia de 0,035" X 55 cm	0684-00-0254-17
Kit de introdutor e dilatador 7 Fr.	0684-00-0403-06
Extensão para cateteres de 40 cc e 34 cc (Caixa com 10)	0684-00-0186



A calibragem *in vivo* proporciona a confiança de que a forma de onda de pressão de fibra óptica é uniformemente preciso\*

# MAQUET

GETINGE GROUP

**MAQUET Cardiopulmonary do Brasil Ind. e Com. S/A**  
Rua Nazareno Donnini, 67  
VI. Campo Belo São Paulo - SP  
Brasil 05634-140  
Telefone 55 11 3744-7768  
www.maquet.com.br

**MAQUET Brasília**  
Av. das Castanheiras, Lote 820, sala 707  
Águas Claras Brasília – DF  
Brasil 71900-100  
Telefone: (61) 3382 0822  
maquetdobrasil@maquet.com  
www.maquet.com.br

**MAQUET do Brasil Equipamentos Médicos Ltda.**  
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200  
Barra Funda São Paulo - SP  
Brasil 01140-130  
Telefone 55 11 2608-7400  
www.maquet.com.br